

Zentrale Speicherung des Sicherheitsschlüssels auf dem garrioCOM System

Wenn Sie möchten, dass Ihr Sicherheitsschlüssel im Garrio-System gespeichert wird, können Sie dies wie folgt aktivieren:

1. Gehen Sie zum Menüpunkt **Allgemeine Einstellungen**.
2. Wählen Sie anschließend den Unterpunkt **Funktion aktivieren/deaktivieren**.
3. Aktivieren Sie die Option zur Speicherung des Sicherheitsschlüssels im Garrio-System.

Bitte beachten Sie, dass durch die Aktivierung dieser Funktion Ihr Sicherheitsschlüssel lokal im System gespeichert wird.

The screenshot displays the 'Allgemeine Einstellungen' (General Settings) menu on the left, with 'Funktion aktivieren/deaktivieren' (Activate/Deactivate Function) selected. The main area shows the 'Funktion aktivieren/deaktivieren' (Activate/Deactivate Function) settings. Under the 'Patient' section, the option 'Den Patienten erlauben, Nachrichten an den allgemeinen Chat zu senden: Aktiviert' (Allow patients to send messages to the general chat: Activated) is shown with a toggle switch. Under the 'Arzt/MFA' section, the option 'Mitgliedern erlauben, ihren Sicherheitsschlüssel auf dem garrioCOM-System zu speichern: Aktiviert' (Allow members to save their security key on the garrioCOM system: Activated) is shown with a toggle switch. A third option, 'Mitgliedern erlauben, ihren Sicherheitsschlüssel auf dem garrioCOM-System zu speichern: Aktiviert' (Allow members to save their security key on the garrioCOM system: Activated), is also shown with a toggle switch. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Team', 'Vertrauenswürdige Geräte', 'Praxisöffnungszeiten', 'Abwesenheit', 'Praxisinformationen', 'Allgemeine Einstellungen', and 'Abmelden'. The 'Allgemeine Einstellungen' menu item is highlighted with a blue bar and a red circle with the number 1. The 'Funktion aktivieren/deaktivieren' menu item is highlighted with a blue bar and a red circle with the number 2. The 'Mitgliedern erlauben, ihren Sicherheitsschlüssel auf dem garrioCOM-System zu speichern: Aktiviert' option is highlighted with a blue bar and a red circle with the number 3.

Version #2

Erstellt: 9 Januar 2025 12:19:18

Zuletzt aktualisiert: 9 Januar 2025 12:25:43