Praxis QR-Code

Für eine schnellen und unkomplizierten Download der Patienten App sowie die Verbindung von Patienten und Praxen

- Vorlage QR-Code
- Anleitung zur Einrichtung der garrioCOM App für Patienten

Vorlage QR-Code

Word-Vorlagen für die Verwendung durch Ihre Praxis


Im Menü auf der linken Seite finden Sie zwei Word-Vorlagen für die Verwendung in Ihrer Praxis. Diese Vorlagen sind ein Vorschlag und können selbstverständlich an Ihre Erfordernisse angepasst werden.

- garrioCOM-QR-Praxis
- garrioCOM-QR-Praxis erweitert

Darin finden Sie einen Muster-QR-Code wie diesen:



Diesen QR-Code sollten Sie durch Ihren individuellen Praxis-QR-Code ersetzen. Diesen Praxis-QR-Code finden Sie im Administrationsbereich unter Praxisinformationen.


garrio DEVOPS STAGING
Rückmeldung senden
Team
Vertrauenswürdige Geräte
Praxisöffnungszeiten
Abwesenheit
Praxisinformationen
Allgemeine Einstellungen
Abmelden
Praxis einrichten
Mehr Informationen über garrio DEVOPS STAGING hinzufügen.
Diese Informationen werden Ihren Patienten in der App angezeigt.
Wählen Sie ein Logo aus
PRAXISNAME
garrio DEVOPS STAGING
GEBEN SIE IHRE PRAXISTELEFONNUMMER AN
+498999998999
STRASSE
Liebknechtstraße 29
POSTLEITZAHL
70565
ORT
Stuttgart
BSNR --
+498999998999
Liebknechtstraße 29
QR code
garrio DEVOPS STAGING
a8dee832-70de-4f4f-b69e-ae4cdafeb7d9
QR-Code herunterladen

Anleitung zur Einrichtung der garrioCOM App für Patienten

garrioCOM App herunterladen

QR-Code Scannen

Scannen Sie mit Hilfe Ihrer Smartphone Kamera den passenden QR-Code. Damit gelangen Sie direkt in den Google Play Store bzw. den Apple App Store.

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Falls dies nicht funktioniert versuchen Sie bitte die manuelle Suche.

Manuelle Suche

- Öffnen Sie den **Google Play Store** auf Ihrem Android-Smartphone bzw. den **Apple App Store** auf Ihrem iPhone.
- Suchen Sie nach der **garrioCOM** App

Patientenprofil anlegen

Nach dem Herunterladen und Öffnen der App müssen Sie ein **Patientenprofil** erstellen. Füllen Sie alle erforderlichen Felder vollständig aus und speichern Sie Ihre Daten.

garrioCOM mit der Praxis verbinden

Nachdem Ihr Patientenprofil erstellt wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche **„Neue Verbindung“** innerhalb der App. Scannen Sie den **QR-Code** Ihrer Praxis. Dieser QR-Code wird Ihnen von Ihrer Praxis zur Verfügung gestellt. Sobald der QR-Code gescannt ist, wird eine Verbindung zu Ihrer Praxis hergestellt. Sie können nun mit Ihrer Praxis kommunizieren.